














Bestellschein 2018

Artikel #	Artikel	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl
4900-00		NanoVi Exo™ • Anwendungsdauer 15 min. Inklusive aller notwendigen Zubehörteile: 2 Glas Kontainer 1 Glas Kontainer Halter 1 Netzteil, 1 Netzteil Kabel 30 Atembrille, 0.3 m 30 Pappröhrchen - für Flex-Arm 2 Benutzer Smartkarten 1 Besitzer Smartkarte 1 Kurz- Benutzer-Handbuch 1 Benutzer-Handbuch	 Performance Output
4800-00		NanoVi Pro™ • Anwendungsdauer 30 min. Inklusive aller notwendigen Zubehörteile: 2 Glas Kontainer 1 Glas Kontainer Halter 1 Netzteil, 1 Netzteil Kabel 30 Atembrille, 0.3 m 30 Pappröhrchen - für Flex-Arm 2 Benutzer Smartkarten 1 Besitzer Smartkarte 1 Kurz- Benutzer-Handbuch 1 Benutzer-Handbuch	 Performance Output
4650-00		NanoVi Eco™ • Anwendungsdauer 60 min. Includes all necessary parts: 2 Glas Kontainer 1 Glas Kontainer Halter 1 Netzteil, 1 Netzteil Kabel 15 Atembrille, 0.3 m 10 Pappröhrchen - für Flex-Arm 1 Kurz- Benutzer-Handbuch 1 Benutzer-Handbuch	 Performance Output

Verbrauchsmaterial / Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikel #	Artikel	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl
4200-00		Transportkoffer, Schwarz mit Schaumstoffeinsatz, Abmessungen: 57 cm x 38 cm x 23 cm (Handgepäckgröße) Gewicht mit Gerät: 11,5 kg - <i>Optional</i> -	
4380-00		Drehteller für NanoVi™ Abmessungen: 25,4 cm x 24,77 cm Gewicht mit Gerät: 0,7 kg	
4400-00		Pappröhrchen - für Flex-Arm 10 Stück / Packung Material: Weiße medizinische Papierpappe Länge: 6 cm - <i>Verbrauchsmaterial</i> -	
4360-00		Nasal Kanüle, 0.3m (1 ft.) zur Verwendung mit Hochleistungsschlauch oder Flex-Arm mit Grundplatte (10 Stück / Packung) Latex-freies Material - <i>Verbrauchsmaterial</i>	
4310-00		Sprudelement für den Glaskontainer der Befeuchtereinheit 2 Stück / Packung Sollte wenigstens einmal pro Jahr ausgetauscht werden. - <i>Verbrauchsmaterial</i> -	
4500-00 4500-15 4500-20 4500-25 4500-30 4500-35		Benutzer Smartkarte für NanoVi Pro™ und NanoVi Exo™ Klare Box: 10 oder mehr Karten Vorprogrammiert: 300 Minuten	Schachtel mit 10 Karten: Schachtel mit 15 Karten: Schachtel mit 20 Karten: Schachtel mit 25 Karten: Schachtel mit 30 Karten: Schachtel mit 35 Karten:

Artikel #	Artikel	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl		
4370-00		Befeuchtereinheit / Halter mit Glass Kontainer - Ersatzteil -			
4300-00		Glas Kontainer für Befeuchtereinheit - Ersatzteil -			
4340-00		Netzteil- International 110-220V - Ersatzteil -			
Artikel # →	 Netzteil Kabel - US 2m 4350-00	 Netzteil Kabel – EU 2m 4350-10	 Netzteil Kabel – UK 2m 4350-20	 Netzteil Kabel – AUS 2m 4350-30	
4390-00		Fernbedienung für Farbwahl der Beleuchtung – inclusive Batterie 3V Type: CR2025 - Ersatzteil -			
4530-00		Benutzer-Handbuch - Nachbestellung -			
4540-00		Kurz- Benutzer-Anleitung - Nachbestellung -			
4510-00		Besitzer Smartkarte für NanoVi Pro™ und NanoVi Exo™ 2 Stück / Packung - Ersatzteil -			

** Versandkosten für die Geräte sind enthalten

***Versandkosten für Zubehör mindestens CHF 15.-

Versand erfolgt nach Erhalt des vollen Rechnungssumme.

Zahlungsbedingungen siehe: Bestellformular und Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Sie erhalten ein AB via Mail/Post

Besteller / Stempel



ActivWell GmbH

CH - 8585 Langrickenbach • Eggethof 31

Telefon +41(0) 71 910 2346 • Fax +41(0) 71 910 2347

www.activwell-shop.ch • info@activwell.ch